

21 500 01 / 21 500 00 / 21 500 09

Rinse Solution / Clean B

TECO

Information of Use

This solution is a general laboratory article for a wide range of uses in laboratories. It is also suitable for use in in vitro diagnostic tests.

The Solution is ready for use.

It can be applied with fully automated Coagulation analyser systems to operate the pump system.

The Solution in unopened tanks should not be applied to Coagulation Analysers beyond the expiry date indicated on the label. Avoid freezing, optimal storage temperature is (18 to 25°C). Opened tanks should be consumed within max. 3 years.

Units / consumption

Cat.No.	21 500 01	21 500 00	21 500 09
Content	1 x 1,25 L	3 x 1,25 L	9 x 1,25 L

Precautions and Waste information

The Solution should be used once only.

Ingredients: Laboratory water pH 7.0 ($\pm 1,0$ at 37 °C ± 1 °C)

Collected used solution should be disposed as prescribed in local regulations. No further precautions.

Warranty

This product is warranted to perform in accordance with its labelling and literature. TECO disclaims any implied warranty of merchantability or fitness for any other purpose, and in no event will TECO be liable for any consequential damages arising out of aforesaid express warranty.

Packaging Material, Dim.

Carton (3): (mm) L310 x W250 x H140

Carton (9): (mm) L310 x W250 x H330

PP (Tank): (mm) L110 x W300 x H80

Tank with Screwcap (PP) with inner PE Foil.

Tank additionally sealed with aluminium Foil.




Product picture (exemplary)



Placement of Label



Label Artwork (with Hologram)



outer Packaging:



21 500 01 / 21 500 00 / 21 500 09

Rinse Solution / Clean B

TECO

Gebrauchsinformation

Die Lösung als allgemeiner Laborartikel für ein breites Spektrum von Anwendungen in Laboratorien eignet sich auch für den Einsatz bei in-vitro-diagnostischen Tests.

Die Lösung ist gebrauchsfertig. Sie kann mit voll-automatischen Gerinnungsanalysesystemen zum Betrieb des Pumpensystems verwendet werden.

Spüllösung in ungeöffneten Behältern sollte nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfalls-datum nicht mehr in Gerinnungsanalysegeräten verwendet werden. Die Lagertemperatur sollte (~18-25°C) betragen. Geöffnete Tanks sollten innerhalb von max. 3 Jahren verwendet werden.

Verkaufseinheiten

Kat.No.	21 500 01	21 500 00	21 500 09
Inhalt	1 x 1,25 L	3 x 1,25 L	9 x 1,25 L

Vorsichtsmassnahmen und Entsorgungshinweise

Die Lösung sollte nur einmal verwendet werden.
Bestandteile: Laborwasser pH 7,0 ($\pm 1,0$ bei $37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)
Aufgefangene gebrauchte Lösung sollte gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen.


Gewährleistung

Für dieses Produkt wird garantiert, dass es in Übereinstimmung mit den Angaben auf dem Etikett und in der Literatur funktioniert. TECO lehnt jede stillschweigende Garantie für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen anderen Zweck ab, und TECO haftet in keinem Fall für Folgeschäden, die sich aus der oben genannten ausdrücklichen Garantie ergeben.

Verpackung



Karton (3): (mm) L310 x W250 x H140
Karton (9): (mm) L310 x W250 x H330
Tank (PP): (mm) L110 x W300 x H80
Tank mit Schraubdeckel PP Schaumfolie innen PE.
Tank zusätzlich versiegelt mit Aluminiumfolie

Produktbilder (exemplarisch)



Platzierung

Label Layout (mit Hologramm)



Umverpackung

