

Dilution Buffer

TECO

REF**A0593-035***In-Vitro-Diagnostic reagent for professional use***Information of Use** [EN]

Laboratory reagent - suitable for dilution of citrated human plasma samples. Recommended in combination with D-Dimer reagent during calibration.

Content

Product	Dilution Buffer
REF	A0593-035
Content	5 x 7mL

Preparation

Saline Solution, Ready to use

Storage and Stability

Unopened or opened reagents are stable until the expiration date shown on the label stored at 2-25°C. Avoid contamination and direct sun light.

Precautions

The product contains small amounts of a biocide to prevent bacterial growth. Do not pour down the normal sink. Avoid skin and eye contact, wear appropriate protective clothing. Dispose of components according to laboratory instructions for chemical materials. See Material Safety Data Sheet for further information.

Warranty

This product is warranted to perform in accordance with its labelling and literature. TECO disclaims any implied warranty of merchantability or fitness for any other purpose, and in no event will TECO be liable for any consequential damages arising out of aforesaid express warranty.

Verwendungsinformation [DE]

Laborreagenz – geeignet für die Probenverdünnung von Citratplasma – empfohlen in Kombination mit D-Dimer Reagenz während der Kalibration.

Inhalte

Produkt	Dilution Buffer
REF	A0593-035
Inhalt	5 x 7mL

Vorbereitung

Kochsalzlösung, gebrauchsfertig.

Lagerung und Stabilität

Ungeöffnete und geöffnete Reagenzien sind bei Lagerung zwischen 2-25°C bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar. Kontamination und direktes Sonnenlicht vermeiden

Vorsichtsmaßnahmen

Das Produkt enthält geringe Mengen eines Biozids um bakterielles Wachstum zu verhindern. Nicht in den normalen Abfluss schütten. Haut- und Augenkontakt vermeiden, hierzu angemessene Schutzkleidung tragen. Bestandteile gemäß Laborvorschriften für chemische Materialien entsorgen. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt.

Garantie

Es wird garantiert, dass die Wirkungsweise dieses Produktes den Angaben auf der Packung und in der Produktliteratur entspricht. TECO haftet weder für die Veräußlichkeit oder Eignung dieses Produktes für irgendwelche andere Zwecke noch für irgendwelche Folgeschäden, die sich aus der vorstehenden, expliziten Garantie ergeben.

Symbols key / Symbole :

 Expiry date (DOE) Verfallsdatum	 Catalogue Number Katalog Nummer	 Consult accompanying documents Beachten sie die Begleitdokumente
 max. stability (DOE) with storage at 2-25°C max. Haltbarkeitsdauer bei Lagerung 2-25°C	 LOT. Number LOT Nummer	 Legal Manufacturer / Legal Hersteller



Dilution Buffer

**REF****A0593-035***In-Vitro-Diagnostic reagent for professional use***Información de uso [ES]**

Reactivo de laboratorio - adecuado para la dilución de muestras de plasma humano citratado. Recomendado en combinación con el reactivo D-Dimer durante la calibración.

Contenido

Producto	Dilution Buffer
REF	A0593-035
Contenido	5 x 7mL

Preparación

Solución salina, lista para usar

Almacenamiento y estabilidad

Los reactivos abiertos o sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta almacenados a 2-25°C. Evitar la contaminación y la luz solar directa.

Precauciones

El producto contiene pequeñas cantidades de un biocida para prevenir el crecimiento bacteriano. No verter en el fregadero normal. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar ropa protectora adecuada. Eliminar los componentes según las instrucciones del laboratorio para materiales químicos. Consulte la ficha de datos de seguridad para más información.

Garantía

Se garantiza que este producto funciona de acuerdo con su etiquetado y documentación. TECO rechaza cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier otro propósito, y en ningún caso TECO será responsable de cualquier daño consecuente que surja de la garantía expresa antes mencionada.

Uso Previsto [PT]

Reagente de laboratório - adequado para diluição de amostras de plasma humano citrado. Recomendado em combinação com o reagente D-Dimer durante a calibração.

Conteúdo

Produto	Dilution Buffer
REF	A0593-035
Conteúdo	5 x 7mL

Preparação

Solução Salina, Pronta a uso.

Armazenamento e Estabilidade

Os reagentes não abertos ou abertos são estáveis até à data de expiração indicada no rótulo armazenado a 2-25°C. Evitar a contaminação e a luz solar directa.

Precauções

O produto contém pequenas quantidades de um biocida para evitar o crescimento bacteriano. Não derramar o lava-loiça normal. Evitar o contacto com a pele e os olhos, usar vestuário de protecção apropriado. Eliminar os componentes de acordo com as instruções de laboratório para materiais químicos. Ver Ficha de Dados de Segurança do Material para mais informações.

Garantia

Este produto tem garantia de desempenho de acordo com a sua rotulagem e literatura. A TECO declina qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação para qualquer outro fim, e em nenhum caso a TECO será responsável por quaisquer danos consequentes decorrentes da referida garantia expressa.

Symbols [ES] Símbolos [PT]

	Fecha de vencimiento Data de Validade		No. de catálogo Número de Catálogo		Consultar instrucciones de uso Consulte os documentos anexos
	Conservar a 2-25°C Armazene a 2-25°C		No. de lote Número de Lote		Fabricante

